




Smartzoom 5

デジタルマイクロスコープ




台数
限定


先着20台限定！特別キャンペーンのご案内




観察からレポートまで、誰でもすぐに使える簡単さ



倍率1011xの作動距離(W.D.)は
脅威の30mm



マイクロカメラで全体像を撮影し、
ターゲットを見失うことなく観察



フォーカス合成から3D解析まで
ボタンを押すだけ

定価 ¥6,496,000- -> 特別ご提案価格

¥4,980,000- (税別)

●本製品の構成、使用、外観等は予告なく変更する場合があります。●製品の色彩は印刷のため実物とは異なることがあります。
●本セットは特別ご提供品となるため、予告なく販売を終了する場合があります。詳しくは取扱い代理店へお問い合わせください。




Smartzoom 5 どなたでも簡単にお使いいただけます。観察からレポートまでの流れ。


観察

測定


レポート




観察場所へ電動ステージを移動



マイクログラカメラで全体像を撮影



撮影した画像の測定



全焦点画像撮影、3D像解析



お客様のフォーマットに合わせたレポート出力

Smartzoom 5 テクニカルデータ

システム全体		構成部品	
照明方法	同軸落射照明 リングライト照明	カメラヘッド	光源 (LED)、400万画素CCDカメラ、同軸照明、10x 光学ズーム(0.5x~5.0x) Overviewカメラ
分解能	最少 1 μm	対物レンズ (全般)	リングライト照明、自動読取センサー (キャリブレーション、湾曲収差補正、水平変位補正)
重量	22 kg (PC除く)	対物レンズ (個別スペック)	Plan Apo D 0.5x/ NA0.03 作動距離 78 mm Plan Apo D 1.6x/ NA0.1 作動距離 36mm Plan Apo D 5.0x/ NA0.3 作動距離 30mm
寸法 (本体)	幅 347mm x 高さ 574mm x 奥行 371mm	ステージ	ストローク (電動): 100x130 mm 最大積載重量: 3.5 Kg Z軸移動ストローク (mot.: ~60 mm)
標準倍率	Plan Apo D 0.5x / 10 - 101倍 Plan Apo D 1.6x / 32 - 323倍 Plan Apo D 5.0x / 100 - 1011倍	鏡基	チルト機能 (角度自動読取): +/- 45° 最大搭載サンプル高さ: ~60 mm 最大積載重量: ~120mm

製品のお問い合わせは

カールツァイスマイクロスコピー株式会社

〒160-0003
東京都新宿区本町7番地

Tel 03-3355-0332
Fax 03-3359-2118

E-mail microscopy.ja@zeiss.com
URL <http://www.zeiss.co.jp/microscopy>

大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-35-22
Tel 06-6337-5465 Fax 06-6337-8017

名古屋営業所 〒465-0043 名古屋市名東区宝が丘25
Tel 052-777-1415 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062 福岡市中央区荒戸2-1-5
Tel 092-713-7662 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-12-7
Tel 022-224-5655 Fax 022-224-5626

ADS 株式会社 アド・サイエンス

〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7船橋本町プラザビル
TEL:047-434-2090 FAX:047-434-2097
<http://www.ads-img.co.jp/>

●詳しくは、カールツァイスマイクロスコピー各営業所、または弊社機器製品取扱店へお問い合わせください。
●本カタログは、環境に配慮した植物インキを使用しています。