

UNIBLITZシャッターマウント一覧

2011/2/21

	ユニバーサルマウント					ビデオマウント							
	#90	#100	#101	#102	#103	#17	#105	#106	#110	#125	#126	#127	#128
CS25						17-1							
CS35						17-2							
CS45						17-3							
CS65													
CS90													
VS14&25						17-4							
VS35						17-5							
LSシリーズ													
XRS6													
XRS14,25													

	顕微鏡マウント										
	#21	#22	#23	#24	#26	#27	#28	#29	#30	#31	#32
CS25											
CS35											
CS45											
CS65											
CS90											
VS14&25											
VS35 (推奨)											
LSシリーズ											

ユニバーサルビデオ	<p>平面板へのネジ取付け用</p> <p>・#17マウントは後付け出来ません。シャッター選定時にお求め下さい。</p> <p>・#17:Fマウント(メス)アダプタ #17-1,#17-4 :[F]-[C]変換アダプタ #17-2,#17-3,#17-5 :[F]-[2.00x40TPI THD]、#125/126/127/128との組合せ可能</p> <p>・#125:Camelia(オス) #126:Fマウント(オス) #127:Dalstar(オス) #128:Cooke、#125/126/127/128は、#17との組合せ</p> <p>・#105:Cマウント(オス) #106:Cマウント(メス) #110:Tマウント(オス)</p>
顕微鏡	<p>#21:Zeiss(Axiovert Dovetail-mount) #22:Nikon(SB-X1,SB-X2) #23:Olympus(BH/IMT) #24:Olympus(BX/IX) #26:Leica(DMR/DMRB/DMIRB)</p> <p>#27:Nikon(22マウントの後継,TE2000他) #28:Olympus(IX50/IX70透過用:透過照明支柱IX-ILL100/IX-ILL100LH) #29:Nikon(TE300透過照明支柱)</p> <p>#30:Leica(DMIRB透過照明支柱) #31:Nikon(共焦点 HMXランプハウス) #32:Nikon(80i 透過照明)</p> <p>顕微鏡用途にはVS35が推奨されます。口径の小さいシャッターモデルではケラレを生じることがあります。</p>

取付けの詳細は確認のため別途お問合せ下さい。

お問合せ先:株式会社アド・サイエンス
 273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7
 TEL:047-434-2090 FAX:047-434-2097
 Email:ads-info@ads-img.co.jp