

# UNIBLITZシャッターマウント一覧

2010/2/12

	ユニバーサルマウント					ビデオマウント							
	#90	#100	#101	#102	#103	#17	#105	#106	#110	#125	#126	#127	#128
CS25						17-1							
CS35						17-2							
CS45						17-3							
CS65													
CS90													
VS14&25						17-4							
VS35						17-5							
LSシリーズ													
XRS6													
XRS14,25													

	顕微鏡マウント											
	#21	#22	#23	#24	#26	#27	#28	#29	#30	#31	#32	
CS25												
CS35												
CS45												
CS65												
CS90												
VS14&25												
VS35 (推奨)												
LSシリーズ												

<b>ユニバーサル</b>	平面板へのネジ取付け
<b>ビデオ</b>	<p><b>#17マウントは後付け出来ません。シャッター選定時にお求め下さい。</b></p> <p>#17:Fマウント(メス)アダプタ。#17-1,#17-4はF-Cアダプタ。#17-2,#17-3,#17-5はF-2.00x40TPI THD。                  #105:Cマウント(オス) #106:Cマウント(メス) #110:Tマウント(オス)                  #125:Camelia(オス) #126:Fマウント(オス) #127: Dalstar(オス) #128: Cooke                  #125/126/127/128は、#17-3との組合せを想定</p>
<b>顕微鏡</b>	<p>#21: Zeiss(Axiovert Dovetail-mount) #22: Nikon(SB-X1,SB-X2) #23: Olympus(BH/IMT) #24: Olympus(BX/IX) #26: Leica(DMR/DMRB/DMIRB)                  #27: Nikon(22マウントの後継,TE2000他) #28: Olympus(IX50/IX70透過用:透過照明支柱IX-ILL100/IX-ILL100LH) #29: Nikon(TE300透過照明支柱)                  #30: Leica(DMIRB透過照明支柱) #31: Nikon(共焦点 HMXランプハウス) #32: Nikon(80i 透過照明)</p> <p><b>顕微鏡用途にはVS35が推奨されます。口径の小さいシャッターモデルではケラレを生じることがあります。</b></p>

取付けの詳細は確認のため別途お問合せ下さい。

お問合せ先: 株式会社アド・サイエンス  
 273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7  
 TEL: 047-434-2090 FAX: 047-434-2097  
 Email: ads-info@ads-img.co.jp